



МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ АРТЕРИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ ГОЛЕНИ - ОТ КОЛЕННОГО ДО ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВОВ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

ПРОТОКОЛ:

angio/lowerleg+contrast

ПРОТОКОЛ СКАНИРОВАНИЯ:

Характеристики протокола сканирования:

1. t1 3d gre cor

контраст*

2. t1 3d gre cor (идентичные параметры с доконтрастной серией)

болюсное контрастирование с помощью автоматического инъектора

отслеживание болюса контрастного препарата для предотвращения венозной контаминации

постпроцессинг: построение MIP реконструкций

ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Время, отведенное на исследование (не включает опрос и подготовку пациента, только укладка и сканирование)

1. Дети - 20 минут

2. Взрослые - 20 минут

МР-КАТУШКА:

- Катушка для тела универсальная
- Катушка для всего тела и периферических сосудов

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- МРТ 3,0 Тл
- МРТ 1,5 Тл