



МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

ПРОТОКОЛ:

abdomen / standard

ПРОТОКОЛ СКАНИРОВАНИЯ:

Характеристики протокола сканирования:

1. t2 haste (FASE / SS-FSE / SSh-TSE / HASTE) cor (толщина среза ≤ 6 мм)
2. t2 haste (FASE / SS-FSE / SSh-TSE) tra (толщина среза ≤ 6 мм)
3. t2 haste (FASE / SS-FSE / SSh-TSE) stir / spair / dixon tra (копирование геометрии по п.3)
4. T1 tra in-phase (толщина среза ≤ 6 мм)
5. T1 tra out-phase (толщина среза ≤ 6 мм)*
6. T1 tra fs 3d (толщина среза ≤ 4 мм)
7. DWI tra (копирование геометрии по п.3)

ВРЕМЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Время, отведенное на исследование (не включает опрос и подготовку пациента, только укладка и сканирование)

1. Дети - 35 минут
2. Взрослые - 30 минут

МР-КАТУШКА:

- Катушка для тела универсальная
- Катушка для всего тела и периферических сосудов

РЕКОМЕНДОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

- МРТ 3,0 Тл
- МРТ 1,5 Тл